

Benzonase

Cat. No.	용량	농도
DYO1070	2,500 units	25 units/μl
DYO1072	10,000 units	25 units/μl
DYO1074	25,000 units	250 units/μl

◆ **제품구성**

Benzonase
Sterile water

◆ **보관온도**

· -20°C

◆ **품질관리**

· 순도 : >99% on SDS-PAGE

◆ **제품특징**

- 모든 형태의 DNA와 RNA의 분해가 가능하다
- 단백질 분해활성을 가지지 않는다
- 다양한 조성의 Buffer에서 활성을 나타낸다
- 100mM NaOH를 넣고 70°C에서 30분간 반응 시 불활성화 된다

◆ **응용분야**

- 효율적인 핵산 제거
- 단백질 용액의 점성 제거
- 단백질 정제 순도 향상
- Gel 분해는 향상
- 세포응집 방지

◆ **제품설명**

· *Serratia marcescens*의 nuclease유전자를 *E.coli*에서 발현시킨 재조합 단백질이다. 세포 밖으로 분비되는 이 Endonuclease는 ss, ds, supercoiled, circular, linear DNA/RNA등 모든 형태의 핵산을 비특이적으로 분해한다. Benzonase는 핵산 내부의 phosphodiester 결합을 절단하여 5'-phosphate 및 3'-OH 말단을 가진 작은 Oligonucleotide를 생성한다. 단백질의 활성과 안정성에 중요한 2개의 이황화 결합을 가지고 있으며 homodimer 형태로 존재한다.

◆ **Unit정의**

· 1 unit은 30분 내에 37μg DNA를 완전히 분해하여 ΔA260 값 1.0을 확인하는데 필요한 효소의 양이다

◆ **보관용액**

· 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 20 mM NaCl, 2mM MgCl₂, 50% Glycerol, Store at -20°C **DO NOT STORE AT -70°C**

◆ **표준반응조건**

- ex) 핵산 제거

기질 용액 : supercoiled plasmid DNA solution in 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM MgCl₂, 0.1 mg/ml BSA

10X Taq Buffer	10 μl
Taq DNA Polymerase (5U/μl)	1 μl

· Dilution Buffer : 50mM Tris-HCl pH 8.0, 20 mM NaCl, 2 mM MgCl₂

→ 37°C에서 혼합물을 반응시킨다

→ 반응 후 1, 2, 4, 6시간 후에 각각 10 μl씩 새로운 tube에 옮긴다

→ 6X Sample buffer를 2 μl 넣은 후 섞는다

→ 전기영동을 하기 전까지 -20°C에서 보관한다